

Precaución

- La temperatura puede variar, dependiendo del lugar en que se tome. *Ver precisión.
- No desarme el termómetro o rompa.
- No ponga el termómetro en agua.
- Para limpiar el termómetro solamente utilice el alcohol (en el bulbo).
- El resto limpiar con trapo seco.
- No utilice ningún desinfectante. (Mentolate, agua oxigenada, etc.)
- No esponga el termómetro al sol.
- Solo abra el termómetro para reemplazar la batería.
- Reemplazo de baterías, solo cuando lo indique en la pantalla, cuando se muestre la lectura borrosa es el momento de cambiar la batería.

Batería

Cambio de la batería: quite la tapa de la cubierta, extraiga la vieja batería y coloque la nueva; cierre la tapa.

Tipo de Batería: AG3 (SR41, UCC392, LR41).

Póliza de Garantía

Este producto esta garantizado contra defectos de fabricación por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

Para hacer valido su garantía debe de presentar: el empaque, producto, la póliza vigente y comprobante de venta. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor; hacer valido su garantía donde realizo su compra.

Código: M043

Descrip.: Termómetro Digital

Importador: Health Group Industrias de México S.A. de C.V.

Domicilio.: Pról. Av. Vallarta 7233 Cd. Granja Zapopan, Jal. México C.P. 45010

Tel: 01 (33) 3777-4000

Ventas: 01 (33) 3777-4001

Fax: 01 (33) 3777-4002

R.F.C. HGI9711269IA

Aduana: Manzanillo, Colima.

Hecho en: China

Contenido.: 1Pza.

HECHO EN CHINA



NOM-011-SCFI-1993

Reg. No.02051C99 SSA.

www.ortiz.biz

contacto@ortiz.biz

Termómetro Digital

MOD. M043

con Alarma

Instrucciones de Operación

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

Este Termómetro es un dispositivo muy sensible, obtiene un resultado exacto y rápidamente; es diferente a los otros termómetros de Mercurio y vidrio. Es muy fácil de usar, el dispositivo responde rápidamente con una alta exactitud.

Especificaciones

Rangos:	DT-01C 32.0°C - 41.9°C
	DT-01F 89.6°F - 107.4°F
Precisión:	DT-01C +- 0.1°C (entre 35°C y 39°C)
	+- 0.2°C (inferior 35°C o arriba 39°C)
Pantalla:	De Cristal liquido 3 ½ digital.
Batería :	1.5V (SR41, UCC392, LR41)
Vida de la Batería:	Aproximadamente 100 horas de operación continua.
Consumo de la Batería:	0.15 miliwatts en modo de espera.
Dimensiones:	1.4cm x 2.2cm x 12.9cm
Peso:	Aproximadamente 10.5 gramos.
Alarma:	Cuando la alarma sonara aproximadamente por 4 segundos.

¿ Como utilizarlo ?

- 1.- Antes de usarlo, por favor desinfecte el bulbo con alcohol.
- 2.- Presione el botón de encendido / apagado, la pantalla puede leer 188.8E y se escuchara un "Bip".
- 3.- El Termómetro dispone de una pantalla que transmite la ultima temperatura tomada en grados centígrados, que dura en la memoria por aprox. 2 seg. Después de esto el termómetro esta listo para volverse a usar.
- 4.- Para tomar la temperatura el termómetro debe de permanecer en contacto con la piel, por lo menos 2 minutos, después de eso, la pantalla intermitente en grados centígrados se detendrá y la señal de alarma se escuchara por aprox. 4 segundos, después de esto; el procedimiento habrá concluido.
- 5.- La temperatura puede ser tomada en la región axilar, en la boca (colocarlo debajo de la lengua y cerrar la boca). o rectal.

El termómetro se apagara automáticamente después de estar 10 minutos sin uso, para ahorro de batería.