




PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION



## Instrucciones Para Tracción Cervical Mod. 24300

- 1 Coloque el soporte de puerta en la parte de la puerta que se indica en la ilustración.
- 2 Introduzca la piola por las poleas.
- 3 Sujete a un extremo de la piola la bolsa de lona para pesas.
- 4 En el otro extremo, sujete el gancho que une la fronda.
- 5 Colóquela sobre su cabeza según muestra el dibujo, manteniéndose sentado de espalda a la puerta durante el tiempo indicado.
- 6 Bolsa de lona para pesas: introducir el peso indicado por su médico



Health Group Industrias de México S.A. de C.V.

Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz




PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION



## Instrucciones Para Tracción Cervical Mod. 24300

- 1 Coloque el soporte de puerta en la parte de la puerta que se indica en la ilustración.
- 2 Introduzca la piola por las poleas.
- 3 Sujete a un extremo de la piola la bolsa de lona para pesas.
- 4 En el otro extremo, sujete el gancho que une la fronda.
- 5 Colóquela sobre su cabeza según muestra el dibujo, manteniéndose sentado de espalda a la puerta durante el tiempo indicado.
- 6 Bolsa de lona para pesas: introducir el peso indicado por su médico



Health Group Industrias de México S.A. de C.V.

Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz