

## INSTRUCCIONES DE USO

El estetoscopio es de doble cabeza, tiene un diafragma grande y uno pequeño y una válvula hermética de tubo.



1 Coloque los audífonos en las cavidades auditivas.



2 Un suave golpe al diafragma le permitirá saber si está funcionando correctamente.



3 Si usted no escucha el sonido del golpe, gire la cabeza 180° hasta que oiga un clic para colocarlo en la posición adecuada.

4 Entonces, golpee una vez más y oirá los sonidos de los golpecillos, lo cual significa que el instrumento está funcionando correctamente.

5 ¡Ahora usted puede diagnosticar con el estetoscopio!

6 Vuelva a realizar el mismo procedimiento cuando cambie cada una de las piezas.



**PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**

## Estetoscopio profesional

**Cardiology de Acero Doble Campana  
Mod. 30H**

Consta de Head Frame (Dispositivo Auditivo), tubo de látex, Chest Piece (Disco Auscultador), que le permitirán distinguir claramente las frecuencias bajas y altas del corazón. Viene con 2 olivas de repuesto de diferentes tamaños y un diafragma.

## GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la póliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

**Health Group Industrias de México S.A. de C.V.**  
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz