



PRODUCTOS MEDICOS,

ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

# Corset Jewet Instructivo




Paso 4

Para ajustar el corset solo basta recorrer la palanca hacia arriba y a un costado



Posición normal

El Corset Jewet puede recorrerse para ajustarse correctamente, solo basta jalarlo para acomodarlo como lo desee



Nueva Posición



Paso 1



Paso 2



Paso 3

El corset tiene un freno que impide que se desajuste, este freno se activa automáticamente al poner la palanca como en el paso 4